


受託ペプチド合成サービス

合成ペプチドとご希望の分子をハイブリッド化サポート

クリックケミストリー修飾サービス



クリックケミストリー修飾サービス


ユーロフィンジェノミクスではクリックケミストリーに対応したペプチド合成が可能
配列末端、配列途中に、アジド基、アセチレン (DBCO) を導入できます!

- スペーサーは、PEG、炭素鎖 (C6) 選択可能
- 純度50~95%、収量1~100mg
- 抗体作製のキャリアコンジュゲートに利用可能
- アフィニティーゲルへの固定化も対応します


PEGを利用して
ペプチドをもっと便利に!
ご希望の分子だけでなく、
機能性材料への固定化にも!



PEG化していない場合、凝集が生じやすい=水に溶けない!



PEG化により水分子への親和性を上昇させる=水溶性UP!



御見積、納期は別途お問い合わせください。ご不明な点などありましたらお気軽にご相談ください。

●お問い合わせ●
ユーロフィンジェノミクス株式会社
ペプチド合成サービス
〒143-0003 東京都大田区京浜島 3-5-5 日通京浜島センター新棟2F
TEL:03-6701-8083
E-mail : peptide-jp@euofins.com

代理店