

受託ペプチド合成サービス

多本数・多種類の安定同位体標識ペプチドを短納期で合成

安定同位体標識ペプチドライブラリー

Stable Isotope Labeled-Peptide Library Ultra Screen SIL-PLUS


質量分析ユーザーを強力にサポート!
タンパク質定量・定性を支援します!



SIL-PLUSの特長

SIL-PLUSは独自開発のマルチプレックス合成
多種類・多本数のペプチドを短期間でお届けします!

- 精密定量用の安定同位体標識ペプチドのスクリーニング
- 極めて高い安定同位体標識効率 (98atom%, 13C, 15N)
- イオン化抑制の確認、最適な配列の選定に利用
- 未標識ペプチドの併用も可能 (O-PLUS)



※ 96wellフォーマットで納品

御見積例・納期

O-PLUS (通常合成) も併用可能 従来の合成法と比較し、コスト・納期ともにとってもお得になります。

タイプ	本数	長さ	ペプチド (1本あたり価格)	納期
SIL-PLUS	94	15AA	10,000円 (税抜)	3~4週
O-PLUS (通常合成)	94	15AA	5,300円 (税抜) 前後	3~4週

御見積・ご注文方法

Webからフォームをダウンロードしてメールで送付

eurofinsgenomics.jp

▶ 各種受託サービス

▶ ペプチド合成

▶ 見積・注文方法

● フォーム送付先 : peptide-jp@eurofins.com